

リリース日：2025/03/31 20:00～予定

システム区分	RN-No.	対象	Release Note
スマートフォン・アプリ	1	質問票回答画面の進行状況  ホーム画面 > 質問票回答	患者アプリで質問票に回答する際、各設問画面の下部にある進行状況（○/○）の表示・非表示を切り替え設定可能になる。  ※MEDICAL SYSTEM側で、 <u>質問票ごと</u> に表示・非表示を設定（デフォルト設定：表示）
	2	チェックボックス設問の回答選択肢の表示  ホーム画面 > 質問票回答（チェックボックス設問）	患者アプリでチェックボックス形式の設問を表示する際、回答選択肢を1列表示、2列表示に切り替え設定可能になる。  ※MEDICAL SYSTEM側で、回答選択肢の表示方法を設定（デフォルト設定：1列表示） ※2列表示に設定するには、選択肢の文言が14文字以内であることが前提
	3	回答結果画面に、症状アラート回答のみをサマリー出力する機能を新設  ホーム画面 > 回答結果	患者アプリの回答結果画面に、症状アラート回答のみをサマリー出力するボタンを新設。（デフォルト設定：非表示）  ※MEDICAL SYSTEM側で、 <u>質問票ごと</u> に「症状アラート回答ボタン」の表示・非表示を設定
MEDICAL SYSTEM	1	患者アプリの各設問画面の下部にある進行状況（○/○）の表示・非表示の切り替え設定  質問票設定 > 質問票テンプレート > 作成タブ > 質問票テンプレート作成、または質問票テンプレート編集	<u>質問票ごと</u> に、進行状況（○/○）の表示・非表示の切り替え設定が可能になる。
	2	患者アプリのチェックボックス形式の回答選択肢を1列表示、2列表示に切り替え設定  質問票設定 > 質問票テンプレート > 作成タブ > 質問票テンプレート作成、または質問票テンプレート編集 > チェックボックス設問	チェックボックス形式の回答選択肢を1列表示、2列表示（標準・段差）に切り替え設定可能になる。
	3	患者アプリの回答結果画面に症状アラート回答のみをサマリー出力するボタンの表示・非表示の切り替え設定  質問票設定 > 質問票テンプレート > 作成タブ > 質問票テンプレート作成、または質問票テンプレート編集	<u>質問票ごと</u> に、「症状アラート回答ボタン」の表示・非表示の切り替え設定が可能になる。